



## MshOt 明美

MJ30透反射金相显微镜适用于对不透明物体或透明物体的显微观察。本仪器配置落射与透射照明系统、无限远长距平场消色差物镜(无盖玻片)、大视野目镜和内置偏光观察装置,具有图像清晰、衬度好,造型美观,操作方便等特点,是生物学、金属学、矿物学、精密工程学、电子学等研究的理想仪器。

### 特点:

- 配置大视野目镜和无限远长距平场消色差物镜(无盖玻片),视场大而清晰;
- 载物台行程可达30mm;
- 配置落射与透射两套照明系统,能分别对不透明物体或透明物体进行观察。

## 产品参数

项目	规格
目镜	WF10X/22
目镜筒	30° 倾斜,三目镜,两档分光
物镜	无限远平场消色差物镜PL L 5X/0.12 工作距离: 26.1mm
	无限远平场消色差物镜PL L 10X/0.25 工作距离: 20.2mm
	无限远平场消色差物镜PL L 40X/0.60 (弹簧) 工作距离: 3.98mm
	无限远平场消色差物镜PL L 60X/0.70 (弹簧) 工作距离: 3.18mm
物镜转换器	五孔滚珠内定位转换器
载物台	双层机械式载物台,尺寸: 210mm×140mm; 移动范围63mm× 50mm
落射照明系统	6V30W卤素灯,亮度可调,灯泡位置可调
	视场光阑
	孔径光阑
	滤光片转换装置(包含黄、蓝、绿滤色片,磨砂玻璃)
	推拉式检偏器与起偏器
调焦机构	粗微调同轴,配有限位装置和锁紧装置,粗动行程每圈: 30mm,微调手轮格值: 2 μm
透射照明系统	集光器,6V30W卤素灯,亮度可调,灯泡位置可调
	阿贝聚光镜,可上下升降,NA1.25
	蓝滤色片
	磨砂玻璃
相机接口	1XC

广州市明美光电技术有限公司 Guangzhou Micro-shot Optical Technology Co. Ltd

公司地址: 广州市天河区华观路1933号万科云A栋506 / 电话: 020-38250606/38262481 / QQ: 505506350

网址: www.mshot.com / 邮箱: mshot@188.com / 服务热线: 400-880-1910



任何规格和外观的改变,恕不另行通知。

# MshOt 明美

## MJ30 金相显微镜

Metallurgical Microscope

